Stand: 10.08.2017 Verantwortliche: Prof. Dr. N. W. Mitzel; Prof. Dr. B. Hoge Arbeitsbereich: Laborbereiche E4/F1

Betriebsanweisung



Schmelzpunktbestimmungsgerät

Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten und den Umgang mit einem Schmelzpunktbestimmungsgerät.

Gefahren für Mensch und Umwelt





- Warnung vor heißen Oberflächen.
- Warnung vor elektrischer Spannung.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln











Die Benutzung des Schmelzpunktbestimmungsgerätes ist nur nach erfolgter Einweisung

- Schutzbrille und ggf. Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen!
- Gebrauchsanweisung beachten!
- Gerät nur im Abzug betreiben, dabei auf sicheren Stand des Gerätes achten!
- Die Untersuchung von Proben, die sich durch Schlag, Reibung, Wärme und/oder Funkenbildung entzünden oder explosionsartig zersetzen können, ist unzulässig!
- Nur geeignete Glaskapillaren verwenden!
- Ausreichenden Abstand zwischen Gerät und der Wand einhalten!
- Abdeckungen nicht entfernen!
- Ungeprüfte Geräte nicht in Betrieb nehmen!

Verhalten im Gefahrfall oder bei Störungen

Bei technischem Defekt Stromversorgung unterbrechen oder Gerät ausschalten, ggf. Raum sofort verlassen und Tür schließen.

Erste Hilfe





- Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.
- Bei Verbrennungen mehrere Minuten mit kaltem Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen.
- Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen.
- Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen, Rettungspersonal einweisen.
- Bei Schockgefahr Notarzt rufen.

Notruf: Haustelefon **112** Mobiltelefon **2 0521 106 112**

Giftnotruf Universitätsklinik Bonn: 2 0228 19240 Augenklinik Bielefeld-Rosenhöhe: 2 0521 9438503

Instandhaltung/Entsorgung

Für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur Originalteile oder solche Teile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen. Die Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenen und befugten Personen durchgeführt werden.

Defekte Geräte und anfallende (Glas-)Abfälle müssen entsprechend der Richtlinien der Fakultät für Chemie entsorgt werden.

Datum: geprüft / freigegeben: gez. Prof. Dr. N. W. Mitzel,

Datum: gez. Prof. Dr. N. W. Mitzel, Prof. Dr. B. Hoge,
10.08.2017 Dr. J.-H. Lamm / Dr. A. Mix, AD Dipl.-Ing. T. Rüscher, Sicherheitsingenieur